

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(29.09.2026)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Externalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8684930	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Kemik iliği							X			
2	C8684931	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Püy							X			
3	C8925658	Enterovirus RNA (PCR), Biyopsi Materyali		X	X					X	X	
4	C8925657	Enterovirus RNA (PCR), BOS		X	X					X	X	
5	C8925659	Enterovirus RNA (PCR), Gaita		X	X					X	X	
6	C8704702	E.coli DNA (EPEC,EHEC,ETEC), (PCR)	X		X					X	X	
7	C8684917	Alzheimer Hastalığı Biyobelirteç Paneli, BOS							X			
8	C8684916	Alzheimer Hastalığı Biyobelirteç Paneli, Plazma							X			
9	C8684920	Travmatik Beyin Hasarı (TBI) Biyobelirteç Paneli							X			
10	C8684919	pTau-205 (Tau Patolojisi Biyobelirteci)							X			
11	C8684918	pTau-231 (Tau Patolojisi Biyobelirteci)							X			
12	C8525001	Faktör IX			X							
13	C8522001	Faktör V			X							
14	C8523001	Faktör VII			X							

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Externalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
15	C8524001	Faktör VIII			X							
16	C8526001	Faktör X			X							
17	C8527001	Faktör XI			X							
18	C8528001	Faktör XII			X							
19	C8529001	Faktör XIII (Fibrin Stabilizing Factor)			X							

1	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Kemik İliği Test Kodu : 8684930 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C
	Klinik Bilgileri			
Bu testte, Mycobacterium tuberculosis complex grubuna giren M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. africanum ve M. microti DNA' sını çoğaltılabilir ve bu bakterilerin varlığı klinik örneklerde gösterilebilir.				
İlgili Testler				
Mycobacteria (Tbc) Antibiyotik Duyarlılık (Major ve Minor ilaçlar), Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), ARB İncelenmesi ve Tüberküloz Kültürü				

2	Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Püç Test Kodu : 8684931 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Püç (cerahat)	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C
	Klinik Bilgileri			
Bu testte, Mycobacterium tuberculosis complex grubuna giren M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. africanum ve M. microti DNA' sını çoğaltılabilir ve bu bakterilerin varlığı klinik örneklerde gösterilebilir.				
İlgili Testler				
Mycobacteria (Tbc) Antibiyotik Duyarlılık (Major ve Minor ilaçlar), Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA), ARB İncelenmesi ve Tüberküloz Kültürü				

3	Enterovirus RNA (PCR), Biyopsi Materyali Test Kodu : 8925658 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Biyopsi Materyali	Plastik Kap		2-8°C

4	Enterovirus RNA (PCR), BOS			
	Test Kodu : 8925657 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	BOS	BOS Tüpü	2mL	2-8°C

5	Enterovirus RNA (PCR), Gaita			
	Test Kodu : 8925659 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Gaita	Plastik Kap	5gr	2-8°C

6	E.coli DNA (EPEC,EHEC,ETEC), (PCR)			
	Test Kodu : 8704702 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Gaita	Plastik Kap	5gr	2-8°C

Alzheimer Hastalığı Biyobelirteç Paneli, BOS

Test Kodu : 8684917 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : SIMOA (Single Molecule Array) - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
BOS, Dondurulmuş	Polietilen/polipropilen tüp	1mL	-80 °C

Ek Bilgiler

SR-X Ultra Hassas Biyobelirteç Tespit Sistemi kullanılarak parametreler yüksek duyarlılıkla analiz edilir. Bu panel içerisinde; ABeta 40, ABeta 42, ABeta42/40, pTau-217, pTau-181, NF-Light (Nörofilament Hafif Zincir), GFAP (Glial Fibriler Asidik Protein) bulunmaktadır.

Etkileşimler

Örnekler alındıktan sonra polietilen veya polipropilen tüp içerisine transfer edilerek dondurulur. Örnekler -80°C' de (yoksa -20°C'de en fazla 3 gün) saklanır. Taşıma sırasında numune kesinlikle çözünmemelidir (kuru buz ile taşınmalıdır), çözünmüş numuneler reddedilir. Kanla kontamine BOS örnekleri analiz için uygun değildir.

Klinik Bilgileri

Alzheimer Hastalığı Biyobelirteç Paneli (BOS)'nde; dört farklı analit (ABeta 40, ABeta 42, GFAP [Glial Fibriler Asidik Protein], NF-Light [Nörofilament Hafif Zincir]) aynı reaksiyon ortamında multipleks olarak, pTau-217, pTau-181 ise tekli reaksiyon ortamında ölçülür. Panelde bulunan analitlerin ölçümüyle hücresel hasarın oluşum mekanizması erken dönemde saptanmaktadır. Nöron hücre membranında, amiloid prekürsör proteininin (APP) β -sekretaz enzimi ile kesilmesiyle hücre dışına sAPP β salınır. Membranda kalan kısım ise γ -sekretaz kompleksi ile kesilerek amiloid beta proteinini hücre dışına salar. A β 42, C-terminalinde bulunan yapışkan özellikli 42 aminoasitlik izoformdur. A β 40 ise 40 aminoasitlik, daha az hidrofobik kuyruk bölgesine sahip izoformdur. A β 42/A β 40 oranı; üretim ve santral sinir sistemine çıkış farklılıklarından kaynaklanan kişisel varyasyonların ve preanalitik değişikliklerin etkisini kısmen azalttığı için, A β 42 ve A β 40'ın tek başına kullanımına göre daha faydalıdır. A β 42/A β 40 oranı, amiloid plak birikimiyle ters ilişkilidir. Tau proteini, mikrotübül ilişkili bir proteindir; başlıca nöronlarda eksprese edilir ve mikrotübül birleşiminin düzgün işleyişiyle yakından ilişkilidir. pTau-217 ve pTau-181, sırasıyla 217 ve 181 pozisyonlarında bulunan treoninin fosforile olmasıyla meydana gelir. Hiperfosforile tau oluşumu mikrotübül yapısının bozulmasına ve nörofibriler yumak oluşumuna neden olur; pTau-181/pTau-217 Alzheimer için yüksek özgüllük gösterir. GFAP, astrositlere özgü bir ara filament proteinidir ve astrogliozis/astrosit hasarını yansıtır; yavaş yükselen ve uzun süre yüksek kalan bir belirteçtir. NF-Light, nöronların aksonal sitoskeletonin yapısal bir proteinidir; aksonal hasar sonrası BOS'a ve kana salınır. Nonspesifik nöroaksonal hasar belirteçidir.

İlgili Testler

pTau-205 (İleri Tau Patolojisi Biyobelirteci), pTau-231 (Erken Tau Patolojisi Biyobelirteci)

Alzheimer Hastalığı Biyobelirteç Paneli, Plazma

Test Kodu : 8684916 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : SIMOA (Single Molecule Array) - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (EDTA), Dondurulmuş	EDTA-Mor Kapak	4mL	-80 °C

Ek Bilgiler

SR-X Ultra Hassas Biyobelirteç Tespit Sistemi kullanılarak parametreler yüksek duyarlılıkla analiz edilir. Test içeriğinde; ABeta 40, ABeta 42, ABeta42/40, pTau-217, pTau-181, GFAP, NF-Light bulunmaktadır.

Etkileşimler

10-12 saatlik açlık sonrası, sabah saat 10.00'a kadar örnek alınması önerilir. Hemolizli, yoğun ikterik örnekler analize uygun değildir. Örnekler alındıktan sonra en geç 30 dakika içinde 1800 g'de 10 dakika santrifüj edilir. Santrifüj sonrasında bekletilmeden plazma örnekleri polipropilen tüplere aktarılarak dondurulmalıdır. -80°C'de (yoksa -20°C'de en fazla 3 gün) saklanır. Örnekler donmuş halde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Taşıma sırasında numune kesinlikle çözünmemelidir (kuru buz ile taşınmalıdır), çözünmüş numuneler reddedilir.

Klinik Bilgileri

Alzheimer Hastalığı Biyobelirteç Paneli (Plazma)'nda; dört farklı analit (ABeta 40, ABeta 42, GFAP [Glial Fibriler Asidik Protein], NF-Light [Nörofilament Hafif Zincir]) aynı reaksiyon ortamında multipleks olarak, pTau-217, pTau-181 ise tekli reaksiyon ortamında ölçülür. Panelde bulunan analitlerin ölçümüyle hücresel hasarın oluşum mekanizması erken dönemde saptanmaktadır. Nöron hücre membranında, amiloid prekürsör proteininin (APP) β-sekretaz enzimi ile kesilmesiyle hücre dışına sAPPβ salınır. Membranda kalan kısım ise γ-sekretaz kompleksi ile kesilerek amiloid beta proteinini hücre dışına salar. Aβ42, C-terminalinde bulunan yapışkan özellikli 42 aminoasitlik izoformdur. Aβ40 ise 40 aminoasitlik, daha az hidrofobik kuyruk bölgesine sahip izoformdur. Aβ42/Aβ40 oranı; üretim ve santral sinir sistemine çıkış farklılıklarından kaynaklanan kişisel varyasyonların ve preanalitik değişikliklerin etkisini kısmen azalttığı için, Aβ42 ve Aβ40'ın tek başına kullanımına göre daha faydalıdır. Aβ42/Aβ40 oranı, amiloid plak birikimiyle ters ilişkilidir. Tau proteini, mikrotübül ilişkili bir proteindir; başlıca nöronlarda eksprese edilir ve mikrotübül birleşiminin düzgün işleyişiyle yakından ilişkilidir. pTau-217 ve pTau-181, sırasıyla 217 ve 181 pozisyonlarında bulunan treoninin fosforile olmasıyla meydana gelir. Hiperfosforile tau oluşumu mikrotübül yapısının bozulmasına ve nörofibriler yumak oluşumuna neden olur; pTau-181/pTau-217 Alzheimer için yüksek özgüllük gösterir. GFAP, astrositlere özgü bir ara filament proteindir ve astrogliosis/astrosit hasarını yansıtır; yavaş yükselen ve uzun süre yüksek kalan bir belirteçtir. NF-Light, nöronların aksonal sitoskeletonin yapısal bir proteindir; aksonal hasar sonrası BOS'a ve kana salınır. Nonspesifik nöroaksonal hasar belirteçidir.

İlgili Testler

pTau-205 (İleri Tau Patolojisi Biyobelirteci), pTau-231 (Erken Tau Patolojisi Biyobelirteci)

Travmatik Beyin Hasarı (TBI) Biyobelirteç Paneli

Test Kodu : 8684920 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : SIMOA (Single Molecule Array) - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma, Dondurulmuş	EDTA-Mor Kapak	4mL	-80 °C

Ek Bilgiler

SR-X Ultra Hassas Biyobelirteç Tespit Sistemi kullanılarak dört parametre eş zamanlı olarak analiz edilir. Bu panel içerisinde; BD-Tau (Beyin kaynaklı Tau), UCH-L1 (Ubiquitin karboksi-terminal hidrolaz L1), GFAP (Glial Fibriler Asidik Protein), NF-Light (Nörofilament Hafif Zincir) bulunmaktadır.

Etkileşimler

10-12 saatlik açlık sonrası, sabah saat 10.00'a kadar örnek alınması önerilir. Hemolizli, yoğun ikterik örnekler analize uygun değildir. Örnekler alındıktan sonra en geç 30 dakika içinde 1800 g'de 10 dakika santrifüj edilir. Santrifüj sonrasında bekletilmeden plazma örnekleri polipropilen tüplere aktarılarak dondurulmalıdır. -80°C'de (yoksa -20°C'de en fazla 3 gün) saklanır. Örnekler donmuş halde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Taşıma sırasında numune kesinlikle çözünmemelidir (kuru buz ile taşınmalıdır), çözünmüş numuneler reddedilir.

Klinik Bilgileri

TBI biyobelirteç panelinde, dört farklı analit (BD-Tau [Beyin kaynaklı Tau], UCH-L1 [Ubiquitin karboksi-terminal hidrolaz L1], GFAP [Glial Fibriler Asidik Protein], NF-Light [Nörofilament Hafif Zincir]) aynı reaksiyon ortamında multipleks olarak ölçülür. TBI biyobelirteç panelinde bulunan analitlerin ölçümüyle hücresel hasarın oluşum mekanizması erken dönemde saptanmaktadır. BD-Tau, santral sinir sistemi kaynaklı nörodejenerasyonu göstermektedir. Dolaşımdaki toplam tau'nun önemli kısmı periferik dokulardan kaynaklanmaktadır; N-terminal bölgeye özgü bir epitopu hedefleyerek yalnızca merkezi sinir sisteminden köken alan tau izoformunun ölçülmesi doku spesifikliğini artırır. UCH-L1, beyinde bulunan protein içeriğinin yaklaşık %5'ini meydana getirir. Santral ve periferik sinir sisteminde hücresel proteinlerin ubiquitinizasyonunda görev alır. Nöron soması hasarından sonra hızlı yükselen, kısa ömürlü bir belirteçtir. GFAP; astrositlere özgü ara filament proteini olup astrogliosis/astrosit hasarını yansıtır. Astrosit hasarını yansıtan, yavaş yükselen ve uzun süre yüksek kalan belirteçtir. NF-Light; nöronların aksonal sitoskeletonin yapısal bir proteini olup aksonal hasar sonrası BOS ve kana salınır. Nonspesifik nöroaksonal hasar belirteçidir.

pTau-205 (Tau Patolojisi Biyobelirteci)

Test Kodu : 8684919 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : SIMOA (Single Molecule Array) - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (EDTA), Dondurulmuş	EDTA-Mor Kapak	4mL	-80 °C

Ek Bilgiler

SR-X Ultra Hassas Biyobelirteç Tespit Sistemi kullanılarak parametreler yüksek duyarlılıkla analiz edilir.

Etkileşimler

10-12 saatlik açlık sonrası, sabah saat 10.00'a kadar örnek alınması önerilir. Hemolizli, yoğun ikterik örnekler analize uygun değildir. Örnekler alındıktan sonra en geç 30 dakika içinde 1800 g'de 10 dakika santrifüj edilir. Santrifüj sonrasında bekletilmeden plazma örnekleri polipropilen tüplere aktararak dondurulmalıdır. -80°C'de (yoksa -20°C'de en fazla 3 gün) saklanır. Örnekler donmuş halde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Taşıma sırasında numune kesinlikle çözünmemelidir (kuru buz ile taşınmalıdır), çözünmüş numuneler reddedilir.

Klinik Bilgileri

Tau proteini, mikrotübül ilişkili bir proteindir. Başlıca nöronlarda eksprese edilir ve mikrotübül birleşimi açısından sitoskeletal ağıın düzgün işleyişiyle yakından ilişkilidir. pTau-205, 205. pozisyonunda bulunan treoninin fosforile olmasıyla meydana gelir. Hiperfosforile tau oluşumu, mikrotübül yapısının bozulmasına, nörofibriler yumak oluşumuna neden olur. pTau-205; ileri evre tau patolojisinde görülen nörofibriler yumakların varlığıyla ilişkilidir. Bu açıdan patolojinin ilerleyişine dair spesifik bilgi sağlamaktadır. Amiloid beta patolojisiyle ilişkili diğer fosforile tau formlarının aksine, bilişsel gerileme ve bölgesel beyin atrofiyle güçlü korelasyon göstermekte ve Alzheimer patolojisindeki daha ileri aşamalarındaki tau fosforilasyonunu yansıtmaktadır.

İlgili Testler

Alzheimer Hastalığı Biyobelirteç Paneli, Plazma

11

pTau-231 (Tau Patolojisi Biyobelirteci)

Test Kodu : 8684918 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : SIMOA (Single Molecule Array) - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (EDTA), Dondurulmuş	EDTA-Mor Kapak	4mL	-80 °C

Ek Bilgiler

SR-X Ultra Hassas Biyobelirteç Tespit Sistemi kullanılarak parametreler yüksek duyarlılıkla analiz edilir.

Etkileşimler

10-12 saatlik açlık sonrası, sabah saat 10.00'a kadar örnek alınması önerilir. Hemolizli, yoğun ikterik örnekler analize uygun değildir. Örnekler alındıktan sonra en geç 30 dakika içinde 1800 g'de 10 dakika santrifüj edilir. Santrifüj sonrasında bekletilmeden plazma örnekleri polipropilen tüplere aktararak dondurulmalıdır. -80°C'de (yoksa -20°C'de en fazla 3 gün) saklanır. Örnekler donmuş halde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Taşıma sırasında numune kesinlikle çözünmemelidir (kuru buz ile taşınmalıdır), çözünmüş numuneler reddedilir.

Klinik Bilgileri

Tau proteini, mikrotübül ilişkili bir proteindir. Başlıca nöronlarda eksprese edilir ve mikrotübül birleşimi açısından sitoskeletal ağıın düzenli işleyişiyle yakından ilişkilidir. pTau-231, 231. pozisyonunda bulunan treoninin fosforile olmasıyla meydana gelir. Hiperfosforile tau oluşumu, mikrotübül yapısının bozulmasına, nörofibriler yumak oluşumuna neden olur. Literatürde pTau-231'in, erken dönemde henüz hastalık belirtileri ortaya çıkmadan oluşmaya başladığına dair araştırmalar mevcuttur. Çalışmalar, pTau-231'in preklinal hastalarda ABeta patolojisiyle eş zamanlı olarak başladığını göstermektedir.

İlgili Testler

Alzheimer Hastalığı Biyobelirteç Paneli, Plazma

12

Faktör IX

Test Kodu : 8525001 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00 Cum 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

13	Faktör V			
	Test Kodu : 8522001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00 Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

14	Faktör VII			
	Test Kodu : 8523001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00 Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

15	Faktör VIII			
	Test Kodu : 8524001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00 Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

16	Faktör X			
	Test Kodu : 8526001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00 Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

17	Faktör XI			
	Test Kodu : 8527001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00 Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

18	Faktör XII			
	Test Kodu : 8528001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00 Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

19	Faktör XIII (Fibrin Stabilizing Factor)			
	Test Kodu : 8529001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00 Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C