

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(12.01.2026)

[illegible]

1	Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA) Test Kodu : 8711802 - Laboratuvar Hizmetleri		
	Yöntem : PCR, DNA DİZİ ANALİZİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 hafta sonra		
	Örnek Adı	Kap	Miktar
	Doku	Plastik Kap	
	İdrar	Steril Tüp	60mL
	Balgam	Plastik Kap	2mL
	Açlık Mide Sıvısı	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL
	Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL
	BOS	BOS Tüpü	1mL
	Biyolojik Sıvı	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL
			Taşıma
			2-8°C
			2-8°C
			2-8°C
			2-8°C
			2-8°C
			2-8°C

2	TH1/TH2 Sitokin Oranı Test Kodu : 8352031 - Laboratuvar Hizmetleri		
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Per 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra		
	Örnek Adı	Kap	Miktar
	Tam Kan (Heparin)	Heparin-Yeşil Kapak	6mL
			Taşıma
			18-24°C

3	Nötrofil Fonksiyon Testi Test Kodu : 8634401 - Laboratuvar Hizmetleri		
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00		
	Örnek Adı	Kap	Miktar
	Tam Kan (Heparin)	Heparin-Yeşil Kapak	5mL
			Taşıma
			18-24°C

5	Trombosit Fonksiyon Testleri, LTA Test Kodu : 8557602 - Laboratuvar Hizmetleri		
	Yöntem : LTA - Çalışma Günü : Pzt-Cum 16:00 Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00		
	Örnek Adı	Kap	Miktar
	Tam Kan (Sitrata)	Sitrata-Mavi Kapak	6mL
			Taşıma
			18-24°C

6

Etanol (Etil Alkol)

Test Kodu : 8205501 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : ENZİMATİK - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (NaF)	Florür-Gri Kapak	2mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Numuneler sodyum florür (gri kapaklı) tüplerde (3 ayrı tüp) toplanacaktır. Tüplerden biri santrifüj edilerek plazması sekonder tüpe aktarılacaktır (Test numunesi). Diğer tüplere herhangi bir işlem uygulanmayacaktır (Şahit numuneler). Test numunesi ve Şahit numunelerin kapakları analize dek kesinlikle açılmamalıdır. Numunenin ne zaman alındığı ve tüplerin kapağının açılıp açılmadığı numuneyi gönderen birim tarafından beyan edilmelidir. Sekonder tüpteki test numunesi plazma olarak ve şahit numunelerden bir tanesi tam kan olarak, bilgileri doldurulup imzaları tamamlanmış Etanol Analizi Kan Numunesi Alma ve Teslim Tutanağı ile beraber gönderilmelidir. Kan numunesini alan birim, şahit numunelerden diğerini florürlü tam kan olarak kilitli derin dondurucuda -20°C de en az 1 yıl saklamalıdır. Kan numunesi alınacak bölgenin dezenfeksiyonunda alkol içeren dezenfektan kullanılması yasaktır. Dezenfeksiyon işleminin povidon iyot (Baticon) veya benzalkonyum klorür (Zefiran) bazlı antiseptikler ile yapılması gereklidir. Etanol testi numuneleri soğuk zincir koşullarında, kırılma/sızıntı riski olmayan, güvenlik etiketi bulunan kaplarda ve kilitli transfer çantalarında olacak şekilde ulaştırılmalıdır. Numuneler, transfer edilene dek 2 -8°C aralığında tutulmalıdır. Numune kabulü sonrası 4 saat içinde analizi yapılamayan numune; santrifüj sonrası sekonder tüpte, analiz yapılncaya kadar en fazla 14 gün süreyle +4 °C de saklanır.

7

Check-Up NMR Lipoprotein Profili, Serum

Test Kodu : 8217517 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : NMR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 15 gün sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelsiz Tüp	1,5mL	2-8°C

8

NMR Lipoprotein Profili

Test Kodu : 8217515 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : NMR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 15 gün sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelsiz Tüp	1,5mL	2-8°C

