

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(19.01.2026)

[illegible]

2	Kalsiyum, İyonize			
	Test Kodu : 8233001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FOTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli (İyonize Ca)	1 ml	2-8°C

3	Bcl-2 Paneli			
	Test Kodu : 8666810 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKIM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C

4	Adenovirus Antijeni, Solunum Yolu Örnekleri			
	Test Kodu : 8730103 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İMMUNOASSAY - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Nazofarinks Sürüntüsü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Nazofaringeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C
	Transtrakeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
	Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
	Ek Bilgiler			▼
	Nazofarinks Sürüntüsü Swab: örnek alınan kısım dibe gelecek şekilde kuru steril tüp içerisine veya kağıt ambalajın içine konur. Üst kısım kapatılarak laboratuvara gönderilir.			

5

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antijeni

Test Kodu : 8742001 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : İMMUNOASSAY - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
Transtrakeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
Nazofarinks Sürüntüsü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
Nazofaringeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C

Ek Bilgiler**Nazofarinks Sürüntüsü**

Swab; örnek alınan kısım dibe gelecek şekilde kuru steril tüp içerisine veya kağıt ambalajın içine konur. Üst kısım kapatılarak laboratuvara gönderilir.