

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(14.09.2026)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8614005	C Reaktif Protein (mikro-CRP) (STAT)	X									
2	C8230803	Prokalsitonin (STAT)	X									
3	C8388001	B-Natriüretik Peptid (NT-proBNP) (STAT)	X									
4	C8530201	Protein C, Antijen		X			X					
5	C8744901	Aspergillus Galaktomannan Antijeni				X						

1	C Reaktif Protein (mikro-CRP) (STAT) Test Kodu : 8614005 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : sandwich immunodetection - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 14:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Kapiller Kan	Kapiller Tüp		2-8°C

2	Prokalsitonin (STAT) Test Kodu : 8230803 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FEİA - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

3	B-Natriüretik Peptid (NT-proBNP) (STAT) Test Kodu : 8388001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C

4

Protein C, Antijen

Test Kodu : 8530201 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : IMMÜNÖTÜRBİDİMETRİK - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C

Referans Aralıkları



Normal Değerler

Yaş Aralığı	Alt Değer	Üst Değer	Birim
0-4 GUN	17.0	53.0	%
4-29 GUN	20.0	64.0	%
29-89 GUN	21.0	65.0	%
89-179 GUN	28.0	80.0	%
179 GUN - 1 YIL	37.0	81.0	%
1-5 YIL	40.0	92.0	%
5-10 YIL	45.0	93.0	%
10-120 YIL	67.0	125.0	%

5

Aspergillus Galaktomannan Antijeni

Test Kodu : 8744901 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : CLIA - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Plazma (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	1mL	2-8°C