

Lİ-FR-001

İSTANBUL DOKU TİPLEME LABORATUVARI TEST İSTEM FORMU

İSTEM TARİHİ/SAATİ			
ALICI ☐	TENAY BARKODU	VERİCİ ☐	TENAY BARKODU
ADI-SOYADI		ADI-SOYADI	
PROTOKOL NO		PROTOKOL NO	
DOĞUM TARİHİ/CİNSİYET	.../.../.... ☐ E ☐ K	DOĞUM TARİHİ/CİNSİYET	.../.../.... ☐ E ☐ K
KAN GRUBU		KAN GRUBU	
Tanı		Alıcı ile Akrabalık İlişkisi	
Son Transfüzyon Tarihi	.../.../....	Vericiye ait HLA-Tiplendirme Sonucu Biliniyorsa İşaretleyiniz.	☐ HLA-A ☐ HLA-DR ☐ HLA-B ☐ HLA-DQ ☐ HLA-C
Gebelik Sayısı (Düşük ve Kürtajlar Dahil)			
Daha Önce Transplant Yapıldı mı?	☐ Evet ☐ Hayır		
ÇALIŞILACAK TEST KODU/TEST LİSTESİ		ÖRNEK CİNSİ/MİKTARI	
		Alıcı Örneği	Verici Örneği
☐	C8389606/SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, 6 Lokus Donör Taraması (HLA A, B, C, DR, DQ, DP)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
☐	C8696183/SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, 5 Lokus Donör Taraması (HLA A, B, C, DR, DQ)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
☐	C8390003/SSO, HLA-A, B, C (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
☐	C8390004/SSO, HLA-DR, DQ (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
☐	C8390005/SSO, HLA-A, B, DR (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
☐	C8390006/SSO, HLA A (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
☐	C8390007/SSO, HLA B (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
☐	C8390008/SSO, HLA C (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
☐	C8390040/SSO, HLA, A, B, C, DR (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
☐	C8390009/SSO, HLA DR B1 (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
☐	C8390045/SSO, HLA A, B, C, DR, DQ (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
☐	C8390011/SSO, HLA DQ B1, DQ A1(Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
☐	C8390024/Lenfosit Cross-Match (Flow Cytometry)	1 adet jelli tüp kan	1 adet ACD'li tüp kan
☐	C8390044/Lenfosit Cross-Match (CDC)	1 adet jelli tüp kan 2 adet ACD'li tüp kan	2 adet ACD'li tüp kan
☐	C8390026/HLA Donör Spesifik Antikor	1 adet jelli tüp kan	1 adet ACD'li tüp kan
☐	C8390014/PRA (Panel Reaktif Antikor) Tarama	1 adet jelli tüp kan	----
☐	C8390017/PRA (Panel Reaktif Antikor) Tanımlama	1 adet jelli tüp kan	----
☐	C8390018/Panel Reaktif Antikor (PRA) Class I Antijene Spesifik	1 adet jelli tüp kan	----
☐	C8390019/Panel Reaktif Antikor (PRA) Class II Antijene Spesifik	1 adet jelli tüp kan	----
☐	C8696181/Single Antijen Class I	1 adet jelli tüp kan	----
☐	C8696180/Single Antijen Class II	1 adet jelli tüp kan	----
☐	C8616108/C3d- Bağlanma testi-Class I	1 adet jelli tüp kan	----
☐	C8616109/C3d- Bağlanma testi-Class II	1 adet jelli tüp kan	----
- Lütfen formu eksiksiz doldurunuz. - Testler ile ilgili ayrıntılara Acıbadem "Labmed Test Kataloğu"ndan ulaşabilirsiniz.			
İSTEMİ YAPAN HEKİM		KURUM/GÖREVİ	KAŞE/İMZA
ACIBADEM LABMED İSTANBUL DOKU TİPLEME LABORATUVARI ADINA KABUL EDEN		ÖRNEĞİN KABUL EDİLDİĞİ TARİH/SAAT	KAŞE/ İMZA

Örnek Gönderim Adresi: İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi No:32-36C (C Blok) Ataşehir/İstanbul
e-posta: dtl@acibademlabmed.com.tr, Tel: 0216 500 4786